

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rolstoel

Productcode: ACTIV-TIM



1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een lichtgewicht aluminium frame. Hij is voorzien van opklapbare armleuningen en een optionele afneembare bekleding (voor rugleuning en zitting) van ademend gaas materiaal. De rolstoel is uitgerust met een snelontgrendelingsfunctie, zwaartepuntverstelling, begeleidersremmen en een opklapbare rugleuning. Hij heeft een veiligheidsgordel en riemen, kantelbeveiligde wielen, stevige 22-inch achterwielen en 8-inch voorwielen. Ook verkrijgbaar in versies met 16-inch en 24-inch wielen.

De set bestaat uit: rolstoelframe met wielen, zitting en rugleuning, veiligheidsgordel, set sleutels voor het monteren/demonteren van de rolstoel.

Optionele accessoires: kantelbeveiligde wielen, voetsteunen met veiligheidsriemen, gaasbekleding.

Onderdelen van de rolstoel:



2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. De rolstoel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

3. Montage

Stap 1. De rolstoel uitklappen

Plaats de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de armleuningen. Druk vervolgens op het midden van de zitting zodat alle onderdelen in elkaar klikken.

Stap 2. Rugleuning en zitting

Til de rugleuning omhoog en vergrendel deze met de rugleuningvergrendelingen die zich onder de handgrepen bevinden. Bevestig de bekleding op de rolstoel.

Stap 3. Voetensteunen

Bevestig de voetsteun aan de buitenkant van het frame. Draai de voetsteun vervolgens naar binnen totdat deze vergrendeld is.

Stap 4. Armleuningen

De armleuningen zijn kantelbaar. Om de armleuning omhoog te zetten, drukt u op de knop op het frame (onder de armleuningen) van de rolstoel.

Stap 5. Hoogteverstelling van de voetsteunen

Stel de voetsteunen af met behulp van de schroef op de buis. Er moet voldoende ruimte overblijven tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag ingestelde voetplaten problemen kunnen veroorzaken bij het beklimmen van hellingen en stoepanden. Stel de voetplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen^{90°} is (optimale zithouding voor de gebruiker).

Stap 6. Montage van de veiligheidsriemen

Bevestig de veiligheidsriemen aan de voetsteunen om te voorkomen dat de benen van de gebruiker van de voetplaten afglijden.

OPVOUWEN

De rolstoel kan worden ingeklapt om het vervoer en de opslag te vergemakkelijken.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie.
- Maak de bekleding los.
- Gebruik de handgrepen om de zitting omhoog te tillen totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

- Om de rugleuning in te klappen, drukt u tegelijkertijd op de vergrendelingselementen die zich onder de handgrepen aan de achterkant van de rugleuning bevinden en trekt u de rugleuning naar beneden.

PARKEERREM

Om de wielen te vergrendelen, duwt u de hendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen.

AFSTELLING VAN DE PARKEERREM

De goede werking van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De rem moet op voldoende afstand van het achterwiel worden gemonteerd, zodat deze stevig wordt geblokkeerd en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- Bij te veel weerstand moet u de parkeerrem met behulp van de stelschroeven naar voren verplaatsen. Stel de parkeerrem zo af dat deze de wielen gemakkelijk en zonder overmatige weerstand blokkeert.
- Wanneer de parkeerrem het wiel niet goed raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

HULPREM

De hendels van de remmen bevinden zich achter de rugleuning, onder beide handgrepen.

- Om de rolstoel tot stilstand te brengen, knijpt u in de remhendel. Om de rem los te laten, laat u de hendels los. Voer deze handeling soepel en met de juiste kracht uit.
- De remmen zijn voorzien van parkeerremmen. Om deze te gebruiken, knijpt u in de hendel en trekt u het vergrendelingselement naar buiten.

4. VOOR GEBRUIK

Stap 1. De staat van de rolstoel controleren

Controleer de staat van de remmen, de constructie en de banden. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.

Let op! Gebruik de rolstoel niet als u defecten constateert.

Stap 2. Parkeerremmen gebruiken

Zet de wielen vast wanneer u in of uit de rolstoel stapt.

Stap 3. Voetplaten

De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de rolstoel stapt. Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen, vanwege het risico op vallen. Klap de voetsteunen uit nadat u in de rolstoel bent gestapt.

Let op! Ga niet op de voetsteunen staan, omdat deze hierdoor beschadigd kunnen raken.

Stap 4. In de rolstoel gaan zitten

De rolstoel moet zo dicht mogelijk bij de patiënt staan. De rolstoel moet het bed of de andere stoel raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van stoel kan wisselen, breng de gebruiker dan naar de rolstoel.

Stap 5. Positie van de gebruiker

De gebruiker moet rechtop zitten en de knieën moeten in een hoek van 90° gebogen zijn.

De rolstoel is klaar voor gebruik.

5. Technische gegevens

Afmetingen zitting	43 / 46 / 48 cm
Totale breedte	61 / 64 / 66 cm
Totale diepte	106 cm
Zithoogte vanaf de grond	50 cm
Totale hoogte	92 cm
Gewicht	10,24 - 11,48 kg
Maximale capaciteit	115 kg
Breedte ingeklapt	106 x 29 x 92 cm

6. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

7. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.

- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof onderdelen. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

8. Opslag- en transportvoorwaarden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

9. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder een garantie, waarvan de voorwaarden zijn beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Houd er rekening mee dat u voor garantiedoeleinden het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet bewaren.

10. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

11. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI-code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige productassortiment is verkrijgbaar bij onze distributeurs. Meer informatie vindt u op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago hebt gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)