

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: CARBON



1. Kenmerken

De opvouwbare 4-wielige rollator is gemaakt van een aluminium frame met een verflaag met metallic glans. De rollator is uitgerust met een brede beklede zitting, een zachte rugleuning en een mand. Hij heeft in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handgrepen, parkeerremmen en wielen met een smalle doorsnede van 8 inch in diameter.

Onderdelen van de rollator:

- A. handgreep
- B. parkeerrem
- C. vergrendelknop
- D. remkabels
- E. rugleuning
- F. vergrendelingspen
- G. dwarsbalk
- H. scharnier
- I. mand
- J. bovenste remafstelling
- K. afstelling onderste rem



2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met mobiliteits- en opsta-problemen. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage en afstelling

Montage-elementen:

A. Frame

B.1 Linker achterpoot

B.2 Rechter achterpoot

C.1 Linkerhandgreep

C.2 Rechter handgreep

D.1 Linker voorpoot

D.2 Rechter voorpoot

E. Bevestigingsknoppen

F. Rugleuning



MONTAGE

- Klap het frame (A) uit door beide scharnieren van de dwarsbalk plat te leggen. De bevestigingspunten voor de rugleuning geven de voorkant van het frame/de rollator aan.
- Steek de linker achterpoot (B.1) in het linker achterste gat van het frame door de vergrendelingspen in te drukken (pen naar buiten gericht). Vergrendel de pen in een van de twee framegaten, afhankelijk van de gewenste hoogte van de rollator. Zet de poot vast door de bevestigingsknop (E) vast te draaien.
- De linkerachterpoot (B.1) is via een remkabel verbonden met de linkerhandgreep (C.1). Steek de linkerhandgreep in het bijbehorende gat in het frame en stel deze af op de gewenste hoogte. Leid de remkabel langs de buitenkant en zet deze vast in de plastic clip op het frame. Vergrendel de handgreep door de bevestigingsknop (E) vast te draaien.
- Herhaal dezelfde stappen om de rechter achterpoot (B.2) en de rechter handgreep (C.2) te monteren, en zorg ervoor dat u de bevestigingsknoppen (E) vastdraait.

- Steek de linker voorpoot (D.1) in het linker voorste gat van het frame door de vergrendelingspen in te drukken. Vergrendel de pen in een van de twee hoogtegaten en zet de poot vervolgens vast door de bevestigingsknop (E) vast te draaien.
Opmerking: Alle vier de poten moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.
- Herhaal dezelfde stappen om de rechter voorpoot (D.2) te monteren en zorg ervoor dat de bevestigingsknop (E) goed is vastgedraaid.
- Monteer de rugleuning (F) door beide vergrendelingspennen vast te zetten.

DE ROLLATOR IN- EN UITKLAPPEN

- Om de gemonteerde rollator in te klappen, tilt u de zitting op en trekt u de dwarsbalk onder de mand omhoog. Klap vervolgens het frame van de rollator naar beneden.
- Om de rollator uit te klappen, opent u het frame en drukt u de dwarsbalk onder de mand naar beneden totdat de scharnieren van de dwarsbalk volledig zijn uitgeschoven. Laat ten slotte de zitting zakken tot deze op zijn plaats zit.

WERKING VAN DE REMMEN

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Vergrendel de rem tijdens hetilstaan of tijdens het gebruik van de zitting door de remhendel naar beneden te duwen.
- Om de rem los te maken, trekt u de remhendel omhoog.

VERSTELLING VAN DE HANDGREPEN

- Om de hoogte van de handgrepen aan te passen, draait u de vergrendelknoppen aan de buitenkant van het frame los, kiest u de gewenste hoogte en draait u de vergrendelknoppen vast.

Let op! De handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

AFSTELLING VAN DE REMMEN

- **Afstelling van de bovenste rem:** Draai de moer van de kabel los, trek deze uit tot de gewenste lengte en zet hem vast door de borgschroef aan te draaien.
- **Afstelling van de onderste rem:** Draai de bevestigingsschroef los met een steeksleutel, trek aan de zwarte remkabel om de spanning aan te passen en draai vervolgens de bevestigingsschroef vast.

4. Technische gegevens

Totale breedte	64 cm
Totale diepte	72 cm
Zitbreedte	45 cm
Totale hoogte	77-95 cm
Zithoogte vanaf de grond	49,5/54,5 cm
Hoogteverstelling handgrepen	77-88 cm
Gewicht	7,2 kg
Max. draagvermogen	100 kg
Maximale draagkracht van de mand	5 kg
Kleuren frame	zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af. Gebruik geen sterke polijstmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen. Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemmschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)