

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Transporttoiletstoel

Productcode: FS 692



### 1. Kenmerken

De transporttoiletstoel is gemaakt van een gepoedercoat stalen frame. Opklapbare armleuningen helpen bij het verplaatsen van patiënten met aanzienlijk verminderde mobiliteit. De stoel is voorzien van een zachte zitting bekleed met waterdicht, gemakkelijk te reinigen materiaal, vier zwenkwielen met remmen, wegklapbare voetsteunen en een toiletemmer. Dankzij het speciale ontwerp kan de stoel boven een toilet worden geplaatst voor gemakkelijk gebruik.

**De set bestaat uit:** frame, zitting, rugleuning, voetsteunen, veiligheidsriem, toiletemmer met deksel, montagesle

#### Onderdelen van de toiletstoel:

- A. Vergrendelingsclips van het frame
- B. Zitting
- C. Armleuning
- D. Vergrendelingspen
- E. Voetensteun
- F. Bevestigingspen van de voetsteun
- G. Wielvergrendeling
- H. Toiletemmer



### 2. Toepassing

De transport-toiletstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen en voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. De stoel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. De stoel kan alleen worden bediend met hulp van een begeleider. De stoel fungeert als transport-toiletstoel dankzij de toiletemmer onder de zitting en vier zwenkwielen. Dit vergemakkelijkt de dagelijkse hygiëne voor de gebruiker. De

stoel wordt met name aanbevolen voor mensen die mobiliteitsproblemen hebben als gevolg van:

- verlamming,
- overgewicht of abnormaal ondergewicht,
- degeneraties of misvormingen van ledematen,
- degeneraties of gewrichtsblessures,
- ledemaatletsel of amputaties,
- hart- en vaatziekten, circulatiestoornissen.

### **3. Montage**

**Stap 1.** Verwijder de vergrendelingsclips aan de achterkant van het frame.

**Stap 2.** Schuif de buizen van de rugleuning in de openingen van het hoofdframe en zet ze daarna vast met de vergrendelingsclips.

**Stap 3.** Monteer de arMLEUNINGEN aan de voorkant van het frame totdat u een klikgeluid hoort.

**Stap 4.** Monteer de rechter- en linkervoetsteun aan de voorkant van het frame door ze op twee pennen te plaatsen en ze naar binnen te draaien totdat ze vastzitten.

**Stap 5.** Monteer en stel de veiligheidsriem op de voetsteunen af.

**Stap 6.** Schuif de toiletemmer (zonder deksel) vanaf de achterkant in de rails onder de zitting.

**Stap 7.** Controleer of de toiletstoel correct is gemonteerd en of er geen onderdelen ontbreken.

**De rolstoel is klaar voor gebruik.**

### **OMGAAN MET DE ROLSTOEL**

- Controleer de staat van de zwenkwielremmen, het frame en de wielen. Controleer ook alle gemonteerde onderdelen en hun afstellingen.
- Zorg er vóór gebruik voor dat de breedte van de stoel (45 cm) geschikt is voor de gebruiker, aangezien de stoel niet in de breedte verstelbaar is.
- De stoel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis over korte afstanden. Hij is niet voorzien van schokdemping, dus langdurig gebruik wordt afgeraden.

**Let op!** Gebruik de rolstoel niet als u defecten of onregelmatigheden constateert.

### **OPKLAPFUNCTIE VAN DE ARMLEUNINGEN**

- Druk op de vergrendelingspen en beweeg de arMLEUNING omhoog.

- Om de arMLEuning te sluiten, beweegt u deze naar beneden totdat u de vergrendelingspen hoort klikken.
- Gebruik de arMLEuning niet als steun bij het opstaan. Vraag indien nodig hulp aan een derde persoon.

## REMMEN

- Om de zwenkwielen te vergrendelen, drukt u met uw voet op de hendel van de rechter- en linkervergrendeling. Om het zwenkwiel te ontgrendelen, trekt u de hendel met uw voet omhoog.

## VOETSTEUNEN

- De voetsteunen moeten in verticale positie staan wanneer u in of uit de rolstoel stapt.
- **Gebruik de voetsteunen niet als steun bij het in- of uitstappen van de rolstoel, omdat de rolstoel dan kan kantelen en u kunt vallen.**

## IN DE ROLSTOEL STAPPEN

- Tijdens het in- of uitstappen, het veranderen van de houding van de gebruiker of het stilstaan, moeten de wielen vergrendeld zijn.
- De rolstoel moet zo dicht mogelijk bij de plaats worden geplaatst waar de gebruiker van zitplaats wisselt. De rolstoel moet het bed of een andere zitplaats raken. Als de gebruiker niet zelfstandig van zitplaats kan wisselen, moet een verzorger of een derde persoon de gebruiker naar de rolstoel verplaatsen.
- De gebruiker moet zo diep mogelijk in het midden van de zitting zitten om instabiliteit van de rolstoel te voorkomen.

## 4. Technische gegevens

Totale breedte	55 cm
Binnenbreedte	45 cm
Totale diepte	87 cm
Zithoogte vanaf de grond	53 cm
Totale hoogte	95 cm
Afmetingen zitting	44 x 44 cm

Gewicht	10,60 kg
Max. draagvermogen	100 kg
Breedte opgevouwen	55 cm
Kleur frame	wit

## 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.**

## 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en het kussen kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.
- Leeg en desinfecteer de toiletemmer en de toiletbril na elk gebruik. Gebruik reinigingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

## 8. Garantie-informatie










Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden

gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!







**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)

