

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Transportdouchestoel

Productcode: FS 7962L



### 1. Kenmerken

De transportdouchestoel heeft een aluminium frame. Hij is voorzien van een rugleuning en een U-vormige zitting van duurzaam PVC-materiaal, opklapbare armleuningen, een opklapbare beensteun, stevige achterwielen (15 cm) en zwenkbare voorwielen (10 cm) met remmen.

#### Onderdelen van de stoel:

- A. Rugleuning
- B. Armleuning
- C. Zitting
- D. Vergrendelingspen
- E. Bevestigingsschroef
- F. Voetsteun
- G. Vergrendeling



### 2. Toepassing

De transportdouchestoel is hulpmateriaal dat de gebruiker helpt bij het uitvoeren van hygiënische handelingen. De stoel wordt aanbevolen voor mensen met beperkte mobiliteit, functiebeperkingen en motorische stoornissen. De stoel mag alleen worden gebruikt met hulp van een begeleider. Hij is ontworpen voor gebruik binnenshuis, thuis en in ziekenhuizen.

### 3. Montage

**Stap 1.** Klap de beensteun uit.

**Stap 2.** Til de zitting op en vergrendel deze aan de achterkant van het frame door de bevestigingsschroef vast te draaien.

**Stap 3.** Steek de buizen van de rugleuning in het achterste deel van het frame en vergrendel de rugleuning met de borgpennen.

**Stap 4.** Klap de armleuningen naar beneden.

**De stoel is klaar voor gebruik.**

#### 4. Technische gegevens

Totale breedte	54 cm
Totale diepte	74 cm
Zithoogte vanaf de grond	47 cm
Totale hoogte	88 cm
Afmetingen zitting	40 x 37,5 cm
Gewicht	6 kg
Max. draagvermogen	100 kg

#### 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.**

#### 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de stoel:

- De stoel kan worden gereinigd met een vochtige doek en koud of warm water. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons worden verwijderd. Laat de stoel drogen uit de buurt van warmtebronnen.

#### 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










#### 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

#### 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

#### 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.  
Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft  
gekozen!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)