

GEBRUIKSAANWIJZING

Kniebrace

Productcode: GenuStrap



1. Kenmerken

De kniebrace is gemaakt van elastisch materiaal met uitstekende eigenschappen op het gebied van luchtdoorlatendheid en vochtafvoer. In het midden van de brace bevindt zich een opening met een schuimring die de brace op zijn plaats houdt en de knieschijf ontlast. Dankzij de open constructie en drie rondom lopende banden met klitten s kan de brace gemakkelijk aan- en uitgetrokken worden en kan deze nauwkeurig worden aangepast aan de gebruiker.

2. Toepassing

De kniebrace kan worden gebruikt bij preventieve behandeling en bij revalidatie na een blessure om het bewegingsbereik van het kniegewricht te beperken en de functionele activiteiten te verbeteren. De brace ontlast de knieschijf, stabiliseert de knie en beperkt zijwaartse bewegingen in een instabiel gewricht.

Indicaties voor gebruik:

- Pathologische veranderingen van de knieschijf
- Reumatoïde ontstekingen van het kniegewricht
- Patella-apexsyndroom
- Luxatie van de knieschijf
- Lichte ligamentletsels
- Preventieve behandeling van overbelasting en blessures
- Reuma

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij:

- Huidschuring
- Eczeem

- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Maak de omlopende banden los en plaats de kniebrace zo dat de opening met de schuimring op het midden van de knie komt te zitten.
- Maak de bovenste en onderste banden met klittenband dicht tegen het lichaam. Herhaal dit daarna met de middelste band.
- Controleer in staande houding of de banden correct zijn bevestigd en of de spalken en de ring goed zijn gepositioneerd.

Let op! Alleen een goed passende brace garandeert de juiste stabilisatie van het kniegewricht en ontlasting van de knieschijf.

Let op! Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spiertonus en disfunctie van de onderste ledematen.

5. Technische gegevens

MAAT	ONE SIZE
------	----------

6. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet in de droger, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.

- Zorg ervoor dat het klittenband is vastgemaakt om het materiaal niet te beschadigen.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Let op! Onderhoudsinformatie is te vinden op het materiaallabel.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing



Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)