

GEBRUIKSAANWIJZING

Onderarmkruk

Productcode: HandyTim



1. Kenmerken

De okselkruk bestaat uit een stevige aluminium poot met rubberen dop, een zacht kussen en een verstelbare handgreep. Dankzij het ruime verstelbereik is de kruk geschikt voor zowel kleine als grote patiënten. De ergonomische vorm en universele maat zorgen ervoor dat de kruk comfortabel in gebruik is.

- A. handgreep
- B. krukdoop
- C. verstelling handgreep – vergrendelingen
- D. hoogteverstelling – bovenste vergrendelingspennen
- E. hoogteverstelling – onderste vergrendelingspennen
- F. rubberen dop



2. Toepassing

De okselkruk is een hulpmiddel dat wordt gebruikt bij letsel aan de onderste ledematen met gelijktijdig letsel aan de pols of elleboog. Het wordt ook aanbevolen aan patiënten die hulp en ondersteuning nodig hebben bij het lopen voor loopheropvoeding na letsel aan de onderste ledematen, en het kan ook worden gebruikt als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren bij ernstige stoornissen van de onderste ledematen of de romp.

Contra-indicaties: coördinatie- en evenwichtsstoornissen, vergevorderde reumatische veranderingen, letsels en functiestoornissen van de bovenste ledematen die het voor de gebruiker moeilijk maken om zich op de kruk te steunen.

3. Afstelling

- De kruk moet individueel aan de gebruiker worden aangepast, zodat de schoudergewrichten niet overmatig worden opgetild en de greephoogte

zorgt voor een lichte buiging in het ellebooggewricht (onder een hoek van ongeveer 30°).

- Om de positie van de handgreep aan te passen, ontgrendelt u beide rode vergrendelingen en stelt u de handgreep in op de gewenste hoogte. Vergrendel vervolgens beide vergrendelingen.
- Om de lengte van het bovenste deel van de kruk aan te passen, ontgrendelt u eerst beide rode handgreepvergrendelingen. Druk vervolgens tegelijkertijd beide metalen pinnen aan de binnenkant van de buizen in en kies de juiste positie van de verstel gaten. Zodra de lengte is ingesteld, vergrendelt u de twee metalen pinnen weer (stapsgewijze verstelling in stappen van 2,5 cm).
- Om de lengte van het onderste deel van de kruk aan te passen, drukt u de metalen pinnen aan beide zijden van de buis in en kiest u de juiste positie van de verstelgaten. Zodra de instelling vastligt, vergrendelt u beide metalen pinnen opnieuw (verstelstappen van 2,5 cm).
- Bij gebruik van twee krukken moeten alle instellingen identiek zijn (handgreep, bovenste en onderste pinnen). Handgrepen en vergrendelingspinnen moeten op hetzelfde niveau worden ingesteld. De poot van de kruk moet altijd stabiel staan. De rubberen punt moet altijd stevig en stabiel contact maken met de grond.

LET OP!

- Controleer vóór gebruik of de kruk stabiel staat en of de vergrendelingspennen volledig door het verstelgat van de kruk steken.
- Het wordt aanbevolen om twee krukken tegelijk te gebruiken.
- Langdurig gebruik van okselkrukken kan letsel aan de okselzenuwen veroorzaken - mogelijk optreden van: sensorische en motorische stoornissen, spierverzwakking, gevoelloosheid en, als gevolg daarvan, spierverlamming).

LET OP! Raadpleeg bij twijfel over de techniek van het lopen met krukken iemand die over de juiste kennis of kwalificaties beschikt.

4. Technische gegevens

Type: drievoudig verstelbaar

Kleur: zilver, zwart

Maximaal draagvermogen: 136 kg

Hoogte: 97,5-147,5 cm

Gewicht kruk: 0,92 kg

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Reiniging en onderhoud

- Reinig de kruk uitsluitend met water en milde reinigingsmiddelen, droog hem grondig af.
- **Gebruik geen:** sterke reinigingsmiddelen, schurende middelen, bleekmiddel, benzine of oplosmiddelen (dit kan schade aan het frame, zichtbare defecten en bijgevolg verlies van garantierechten veroorzaken).
- Het wordt aanbevolen om de rubberen dop regelmatig te controleren. Vervang een versleten dop onmiddellijk.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF	Referentienummer		Fabrikant
LOT	LOT-nummer	UDI	UDI code
SN	Serienummer	MD	Medisch hulpmiddel

	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)