

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Enkelbrace

Productcode: MalleoTim Lite



1. Kenmerken

MalleoTim Lite heeft een omwikkelaar ontwerp en is gemaakt van niet-elastisch materiaal met zeer goede luchtdoorlatendheid en vochttafvoerende eigenschappen, wat zorgt voor een hoog draagcomfort. De orthese maakt gebruik van siliconen zijsteunen om het gewricht te beschermen tegen instabiliteit in laterale en mediale richting. Een elastische band beschermt en versterkt het enkelgewricht. De open hiel-tot-teen-orthese biedt veel draagcomfort. De orthese is verkrijgbaar in een omwikkelmodel, waarbij het bovenste en onderste deel met klittenband worden vastgemaakt en aangepast. Dit maakt het gemakkelijk om de orthese aan te trekken, vooral voor mensen met beperkte mobiliteit.

2. Toepassing

De enkelbrace wordt gebruikt om een instabiel gewricht in laterale en mediale richting te beschermen door middel van collaterale verstevigingen die de enkels bedekken. Een extra band beschermt tegen ontwrichting en verdraaiing van het enkelbot.

Indicaties voor gebruik:

- Verdraaiingen en ontwrichtingen van het enkelgewricht
- Schade aan de ligamenten van het bovenste en onderste enkelgewricht
- Degeneratie van het gewricht
- Acute en chronische pijnsyndromen
- Preventie van terugkerende overbelasting en blessures
- Tijdens het revalidatieproces

3. Contra-indicaties:

Niet gebruiken in geval van:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

4. Opmerkingen

Timago International Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

5. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Maak alle klittenbandriemen los en omvat vervolgens het enkelgewricht van achteren naar voren, zodat de hiel in de opening aan de achterkant zit en de zijverstevingen de laterale en mediale enkel omvatten
- Maak de klittenbanden aan beide zijden van de orthese vast
- Wikkel de orthese met elastische tape in een zogenaamde achtvorm, beginnend bij de voetzool. De sluiting moet zich aan de achterkant van de orthese bevinden.

Let op! Alleen een goed vastgemaakte brace garandeert een correcte stabilisatie van het enkelgewricht.

Let op! Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spierspanning en disfunctie van de onderste ledematen.

6. Technische gegevens

MAAT	UNIVERSAL
------	-----------

7. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet: centrifugeren, in de droger drogen, chloorbehandelen, strijken, bleken of chemisch reinigen.
- Zorg ervoor dat de klittenbanden vastzitten om het materiaal niet te beschadigen.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Let op! Onderhoudsinformatie is te vinden op het materiaallabel.

8. Opslag- en transportvoorwaarden

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of vocht.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

REF

Referentienummer



Fabrikant

	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft
gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)