

GEBRUIKSAANWIJZING

Polsbrace

Polsbrace met duim

Productcode: ManuTim/ManuTim Plus



1. Kenmerken

De polsspalk is gemaakt van ademend materiaal met perforatie (opening voor de duim) en een lichte aluminium spalk die het polsgewricht vanaf de handpalmzijde versterkt en stabiliseert. Elastische banden en riemen zorgen voor een goede pasvorm van de stabilisator en een stevige immobilisatie.

2. Toepassing

De polsspalk wordt gebruikt om de pols in functionele positie te immobiliseren, waarbij volledige beweging in de metacarpofalangeale en interfalangeale gewrichten gewaarborgd blijft. De spalk ontlast de polsbeenderen, gewrichtskapsels en pezen.

Indicaties voor gebruik:

- Peritendinitis
- Carpaal tunnelsyndroom
- Degeneratie van het polsgewricht
- Verstuikingen en ontwrichtingen
- Overbelastingsartrose
- Na verwijdering van gipsverband

Contra-indicaties:

Niet gebruiken bij:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf

- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist onderhoud van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Plaats de hand in de stabilisator zodat de immobiliserende spalk zich aan de palmzijde bevindt en de duim door de perforatie gaat, terwijl de klittenbandriemen zich aan de rugzijde bevinden.
- Pas de omcirkelband aan en maak deze vast.
- Maak de duim vast en knip vervolgens het klittenband op de gewenste lengte af (ManuTim Plus).

Let op! De omcirkelende banden stabiliseren de spalk en verminderen of verhogen de druk. Maak de banden zo vast dat ze de bloedsomloop in de hand niet significant belemmeren en geen blauwe plekken op de vingers veroorzaken.

5. Technische gegevens

- De polsspalk (ManuTim) is verkrijgbaar in een universele versie. De spalk is uitwisselbaar – hij is ontworpen om de pols van zowel de rechter- als de linkerhand te stabiliseren.
- De polsspalk met duim (ManuTim Plus) is verkrijgbaar in twee versies: voor de linker- of rechterhand. Beide versies zijn ontworpen om de pols te stabiliseren aan de kant waarvoor ze anatomisch zijn gevormd . Ze kunnen niet door elkaar worden gebruikt.

MAAT	OMTREK POLS (cm)
S	14-17

M	18-21
L	22-25

6. Opslag- en transportvoorwaarden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.









8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing



Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)