

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: RANGER



1. Kenmerken

De vierwielige rollator is vervaardigd met een aluminium frame. Hij is uitgerust met parkeerremmen, een zitje met rugleuning, een kruk-/wandelstokhouder, een beker-/fleshouder en een handige tas. Hij beschikt over luchtbanden van 12 inch en in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handvatten. De constructie is gebaseerd op een kruisframe en ovale buisdoorsneden, wat de weerstand tegen axiale druk aanzienlijk verhoogt.

De set bestaat uit: frame met zitje, voorwielen, achterwielen, rugleuning, boodschappentas, pomp, bekerhouder, kruk-/wandelstokhouder.

Onderdelen van de rollator:

- A. Handgreep
- B. Hoogteverstelling
- C. Parkeerrem
- D. Verstelklem
- E. Rugleuning
- F. Zitting met handgreep
- G. Zadel
- H. Voorwiel 12"
- I. Remverstelling
- J. Achterwiel 12"
- K. Veiligheidsklem
- L. Stoepklimmer
- M. Kruk-/wandelstokhouder
- N. Vergrendelingspennen
- O. Bekerhouder



2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid te waarborgen tegen vallen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met problemen bij het lopen en het rechtop staan. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage, uitklappen, inklappen en afstellen

MONTAGE

- Haal alle onderdelen uit de doos.
- Druk de vergrendelingspen in en steek het achterwiel in de achterste opening van het rollatorframe. Herhaal deze handeling voor het andere wiel (de rechter- en linkerpoot moeten via de remkabels aan de juiste kant van het frame worden bevestigd).
- Druk de vergrendelingspen in en steek het voorwiel in de voorste opening van het rollatorframe. Herhaal dit voor het andere wiel.
- Bevestig de rugleuning in de klemmen aan de binnenkant van de handgrepen.
- Hang de tas aan de haken.

UITKLAPPEN

- Om de rollator uit te klappen, pakt u beide handgrepen vast en trekt u ze naar buiten.
- Druk de zijanten van de zitting naar beneden totdat deze volledig is uitgeklapt (kenmerkend klikgeluid).

INKLAPPEN

- Om de rollator in te klappen, tilt u de zitting bij de handgreep op en trekt u deze omhoog.
- Pak beide handgrepen van de rollator vast en druk ze naar binnen.

HOOGTEVERSTELLING VAN DE HANDGREPEN

Om de hoogte van de handgrepen aan te passen:

- Druk de rem in om de parkeerstand in te schakelen en de rollator te blokkeren.
- Trek de verstelklem naar u toe en houd deze vast.
- Stel de hoogte van de handgrepen af

- Laat de verstelklem los om de ingestelde hoogte van de handgrepen te vergrendelen. Trek de handgreep een paar keer op en neer om te controleren of de hoogte goed is vergrendeld.
- Stel de hoogte van de tweede handgreep op dezelfde manier af.
- Beide handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

WERKING VAN DE REMMEN

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog in de richting van de handgreep en houdt u deze vast.
- Zet de rem vast door de remhendel naar beneden te trekken wanneer u stilstaat of de zitting gebruikt.
- Om de rem los te maken, trekt u de remhendel omhoog.



AFSTELLEN VAN DE REM

Schroef de kabelhouder los, trek deze naar de gewenste afstand en vergrendel hem vervolgens door de klemschroef vast te draaien.

4. Technische gegevens

Totale breedte	67 cm
Totale diepte	75,5 cm
Zitdiepte	21 cm
Totale hoogte	89,5–102,5 cm
Zithoogte vanaf de grond	59 cm
Gewicht	10,8 kg
Maximale belasting	136 kg

Max. draagvermogen van de boodschappentas	5 kg
Kleur frame	wit, zwart

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik **geen** agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemschroeven, vergrendelingen).

Banden

Het wordt aanbevolen om de banden op maximaal 2,5 bar (36 PSI) op te pompen. De bandenspanning moet worden aangepast aan het gewicht van de gebruiker en aan veranderingen in de luchttemperatuur. Banden kunnen lucht verliezen bij langdurige opslag of bij niet-gebruik. Controleer regelmatig de bandenspanning en de slijtage. Wanneer de profieldiepte van de banden is afgenomen tot 1 mm, vervang de banden dan door nieuwe. Volg deze instructies om de banden op te pompen:

a. Licht te weinig lucht

- Druk de band gelijkmatig met uw handen aan, zodat de band en de velg goed aansluiten.
- Pomp het wiel op tot de gewenste druk.

b. Geen lucht

- Pomp het wiel op tot 30% van het totale volume en druk de band gelijkmatig met uw handen aan, zodat de band en de velg gelijkmatig aansluiten.
- Pomp de band op tot de gewenste druk.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantietaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)