

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## Aluminium rolstoel

Productcode: SIMPLE-TIM



### 1. Kenmerken

De rolstoel is gemaakt van een lichtgewicht aluminium frame, versterkt met een dubbele dwarsbalk. Hij is voorzien van een gestoffeerde rugleuning, een zitkussen, opklapbare armleuningen en een inklapbare rugleuning. De rolstoel is uitgerust met snelwisselwielen, een veiligheidsgordel, kuitbanden en begeleidersremmen. Hij wordt geleverd met achterwielen (24")\* en massief rubberen voorwielen (8") in diameter.

**De set omvat:** frame met zitting, kussen, beschermriem, voetsteunen, pomp (alleen voor de versie met luchtbanden).

#### Onderdelen van de rolstoel:

- A. Handgreep
- B. Begeleidersrem
- C. Rugleuningvergrendeling
- D. Armleuning
- E. Wielvergrendeling
- F. Handgreep
- G. Snelontgrendeling
- H. Voetsteun



*\*verkrijgbaar in luchtbanden- of massieve uitvoering*

### 2. Toepassing

De rolstoel is ontworpen voor mensen die moeite hebben met zelfstandig bewegen, evenals voor patiënten met functiebeperkingen en verminderde mobiliteit. Deze zelfrijdende rolstoel kan ook door een begeleider worden voortgeduwd. Hij is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

### 3. Montage en afstelling

#### UITKLAPPEN EN MONTAGE

### **Stap 1. De rolstoel uitklappen**

Zet de rolstoel op de grond. Klap de rolstoel uit met behulp van de armleuningen. Druk vervolgens op het midden van de zitting zodat alle onderdelen goed in elkaar klikken.

### **Stap 2. Rugleuning en zitting**

Til de rugleuning omhoog en vergrendel deze met de rugleuningvergrendelingen die zich onder de handgrepen bevinden. Bevestig de bekleding op de rolstoel.

### **Stap 3. Voetensteunen**

Bevestig de voetsteun aan de buitenkant van het frame. Draai de voetsteun vervolgens naar binnen totdat deze vergrendeld is.

### **Stap 4. Hoogteverstelling van de voetsteunen**

Stel de voetsteunen af met behulp van de schroef op de buis. Er moet voldoende ruimte overblijven tussen de voetplaten en de grond, aangezien te laag geplaatste voetplaten problemen kunnen veroorzaken bij het beklimmen van hellingen en stoepranden. Stel de voetplaten zo af dat de hoek tussen de romp en de dijen<sup>90°</sup> is (optimale zitpositie voor de gebruiker).

### **Stap 5. Armleuningen**

De armleuningen zijn kantelbaar (opklapbaar). Om de armleuning omhoog te zetten, drukt u op de klem op het frame (onder de armleuningen) van de rolstoel.

### **Stap 6. Bevestiging van de veiligheidsriemen**

Bevestig de veiligheidsriemen aan de voetsteunen om te voorkomen dat de benen van de gebruiker van de voetsteunen afglijden.

**Let op!** Gebruik de rolstoel niet zonder veiligheidsriem.

### **Stap 7. Controle van de montage van de wielen.**

Til de rolstoel iets op en draai het rechterwiel en vervolgens het linkerwiel door aan de handringen te trekken. Controleer of de wielen soepel en zonder weerstand draaien.

**De rolstoel is klaar voor gebruik.**

## **OPVOUWEN**

De rolstoel kan opnieuw worden ingeklapt om het transport en de opslag te vergemakkelijken.

- Zwaai de voetsteunen weg en zet ze in verticale positie.
- Maak de bekleding los.
- Til de zitting op door deze aan de voor- en achterkant vast te pakken totdat het frame van de rolstoel is ingeklapt.

- Om de rugleuning in te klappen, trekt u tegelijkertijd de vergrendelingselementen naar beneden die zich onder de handgrepen aan de achterkant van de rolstoel bevinden.

## **PARKEERREM**

Om de wielen te vergrendelen, duwt u de hendel naar voren totdat het wiel volledig is geblokkeerd (afzonderlijk voor het linker- en rechterwiel). Houd er rekening mee dat de parkeerrem alleen dient om de wielen te vergrendelen wanneer de rolstoel volledig tot stilstand is gekomen.

## **AFSTELLING VAN DE PARKEERREM**

De goede werking van de parkeerrem hangt af van de afstelling en de positie ervan. De rem moet op voldoende afstand van het achterwiel worden gemonteerd, zodat deze stevig wordt geblokkeerd en de hendel geen overmatige weerstand ondervindt.

- Bij te veel weerstand moet u de parkeerrem met behulp van de stelschroeven naar voren verplaatsen. Stel de parkeerrem zo af dat deze de wielen gemakkelijk en zonder overmatige weerstand blokkeert.
- Wanneer de parkeerrem het wiel niet goed raakt of blokkeert, volg dan de bovenstaande instructie door de hendel in de tegenovergestelde richting te bewegen.

## **HULPREM**

De hendels van de remmen bevinden zich achter de rugleuning, onder beide handgrepen.

- Om de rolstoel tot stilstand te brengen, knijpt u in de remhendel. Om de rem los te laten, laat u de hendels los. Voer deze handeling soepel en met de juiste kracht uit.
- De remmen zijn voorzien van parkeerremmen. Om deze te gebruiken, knijpt u in de hendel en trekt u het vergrendelingselement naar buiten.

**Let op!** Deze remmen mogen niet worden gebruikt om de rolstoel af te remmen. Als ze vaak voor dit doel worden gebruikt, kan dit leiden tot bandenslijtage, wat niet onder de garantievoorwaarden valt.

## **OPVOUWBARE RUGLEUNING**

- Om de rugleuning in te klappen, trekt u tegelijkertijd de vergrendelingselementen naar beneden die zich onder de handgrepen aan de achterkant van de rolstoel bevinden.

#### 4. Technische gegevens

Totale breedte	64-69 cm
Binnenbreedte	43/46/48 cm
Totale diepte	106 cm
Zithoogte vanaf de grond	47 cm
Totale hoogte	91 cm
Afmetingen zitting	42/45/47 x 42 cm
Gewicht	14-16 kg
Max. draagvermogen	115 kg
Breedte opgevouwen	29 cm
Kleur frame	zilver

#### 5. Opmerkingen

**Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.**

#### 6. Reiniging en onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit aan de onderdelen van de rolstoel:

- De bekleding en de kussens kunnen worden gereinigd met een vochtige (niet natte) doek en koud of warm water, zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een spons. Maak de bekleding niet te nat. Laat drogen uit de buurt van warmtebronnen.
- Kunststof onderdelen moeten worden gereinigd met een vochtige doek, eventueel met behulp van geschikte reinigingsmiddelen voor kunststof. Volg in dat geval de instructies van de fabrikant en de veiligheidsmaatregelen.

#### 7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










#### 8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

## 9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

## 10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: [www.timago.com](http://www.timago.com). Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!







**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



05/2026(I)