

GEBRUIKSAANWIJZING

Elastische kniebandage

Productcode: TGO-C OSK 515



1. Kenmerken

De elastische kniebandage is gemaakt van naadloos orthopedisch compressiemateriaal. De anatomische vorm sluit goed aan op het kniegewricht, wat de compressierichting en nauwkeurige stabilisatie beïnvloedt. Het moderne en luchtige materiaal is ademend en voert overvloedige warmte en vocht af, waardoor de ontwikkeling van bacteriële flora wordt beperkt.

2. Toepassing

De kniebandage wordt gebruikt om het gewricht te stabiliseren en pijn te verlichten die ontstaat bij fysieke belasting, onder andere tijdens het sporten.

Indicaties voor gebruik:

- Pijnsyndroom van gewrichten veroorzaakt door overbelasting en microverwondingen
- Lichte verstuikingen en verrekkingen van ligamenten
- Ter voorkoming van overbelasting en blessures

Contra-indicaties:

Niet gebruiken in geval van:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist

onderhoud van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Trek de elastische steun vanaf de onderkant naar het kniegewricht.
Let op! Alleen de juiste maat garandeert pijnverlichting.
Let op! Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spiertonus en disfunctie van het ledemaat.

5. Technische gegevens

MAAT	OMTREK VAN HET KNIEGEWRICHT (CM)
S	33-35
M	35-37
L	37-39
XL	39-41

6. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet in de droger, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Let op! Onderhoudsinformatie is te vinden op het materiaallabel.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie










Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee

dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

