

GEBRUIKSAANWIJZING

Elastische enkelband

Productcode: TGO-C OSS 612



1. Kenmerken

De elastische enkelband is gemaakt van naadloos orthopedisch compressiemateriaal. De anatomische vorm sluit goed aan op het enkelgewricht, beïnvloedt de compressierichting en zorgt voor nauwkeurige stabilisatie. Het moderne en ruimtelijke materiaal is luchtdoorlatend en voert overvloedige warmte en vocht af, waardoor de ontwikkeling van bacteriële flora wordt beperkt.

2. Toepassing

De enkelbandage wordt gebruikt om het gewricht te stabiliseren en pijn te verlichten die ontstaat bij fysieke overbelasting, onder andere bij sport.

Indicaties voor gebruik:

- Pijnsyndroom van gewrichten veroorzaakt door overbelasting en microverwondingen
- Lichte verstuikingen en verrekkingen van ligamenten
- Chronische instabiliteit

Contra-indicaties:

Niet gebruiken in geval van:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist

onderhoud van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Trek de elastische steun vanaf de onderkant naar het enkelgewricht.

Let op! Alleen de juiste maat garandeert pijnverlichting.

Let op! Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spiertonus en functiestoornissen van het ledemaat.

5. Technische gegevens

MAAT	OMTREK VAN DE KUIT (CM)
S	21-23
M	23-25
L	25-27
XL	27-29

6. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet in de droger, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Let op! Onderhoudsinformatie is te vinden op het materiaallabel.

7. Opslag- en transportvoorwaarden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

8. Garantie-informatie










Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder

garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)