

GEBRUIKSAANWIJZING

Gewatteerde elleboogband

Productcode: TGO-C SL 903



1. Kenmerken

De gewatteerde elleboogband bestaat uit een band die met klittenband wordt vastgemaakt en een siliconen kussentje dat met een gecontroleerde druk op de spieraanhechtingen inwerkt. De uitsparingen in het siliconen kussentje zorgen voor een micromassage tijdens bewegingen van het ellebooggewricht, waardoor de pijn wordt verminderd. De band vermindert het risico op overbelasting of scheuren van de spieraanhechtingen van de strek- en buigspieren van de onderarm en hand.

2. Toepassing

De elleboogband wordt gebruikt bij medische behandelingen om het gebied rond de condylen van de humerus te ontlasten.

Indicaties voor gebruik:

- Scheuren en verrekkingen van de proximale aanhechtingen van de onderarmspieren
- Acute en chronische pijnsyndromen
- Niet-invasieve behandeling
- Preventieve behandeling van sportblessures

Contra-indicaties:

Niet gebruiken in geval van:

- Huidschaafwonden
- Eczeem
- Wonden en andere huidletsels
- Na het aanbrengen van een verwarmende gel of zalf
- Individuele contra-indicaties die door de arts zijn vastgesteld tijdens het consult en het lichamelijk onderzoek

3. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor onjuist onderhoud van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen voor het aanbrengen

- Plaats de band met het siliconen kussentje op het gebied van de laterale epicondylus van de humerus. Wikkel de band onder het ellebooggewricht en maak deze vast met klittenband.
- Als de band te lang is, knip het uiteinde dan met een schaar af tot de juiste lengte, zodat deze aan de band kan worden bevestigd.

Let op! Alleen de juiste maat vermindert het risico op overbelasting en spanning van de spieraanhechtingen van de strek- en buigspieren van de onderarm en hand. Langdurig gebruik kan leiden tot vermindering van de spiertonus en disfunctie van de ledemaat.

5. Technische gegevens

MAAT	UNIVERSAL
------	-----------

6. Onderhoud

- Met de hand wassen in warm water. Niet in de droger, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel.
- Zorg ervoor dat het klittenband goed vastzit om het materiaal niet te beschadigen.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Let op! Onderhoudsinformatie is te vinden op het materiaallabel.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.










8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)