

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aluminium rollator met 4 wielen

Productcode: TGR-R RA 882



1. Kenmerken

De opvouwbare 4-wielige rollator is gemaakt van een aluminium frame met een verflaag met metallic glans. De rollator heeft een brede, gestoffeerde zitting, een zachte rugleuning en een afneembare mand. Het product is voorzien van in hoogte verstelbare handgrepen met anatomische handgrepen, remmen met parkeerfunctie en wielen met een smalle doorsnede van 8 inch in diameter.

De set bestaat uit: twee handgrepen met remmen, frame met zitje, rugleuning, mand, vergrendelknoppen – 2 stuks.

Onderdelen van de rollator:

- A. Duwbeugel
- B. Rem met parkeerfunctie
- C. Vergrendelknop
- D. Remkabels
- E. Rugleuning
- F. Vergrendelingspen
- G. Zijsteun
- H. Scharnier van de zijsteun
- I. Riem voor opvouwbare rollator
- J. Mand
- K. Bovenste afstelling van de rem
- L. Onderste afstelling van de rem
- M. Wielsteun



2. Toepassing

De rollator is ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit die stabiele ondersteuning en hulp nodig hebben tijdens het lopen. Hij wordt ook aanbevolen voor ouderen als hulpmiddel om het evenwicht te bewaren, het loopcomfort te verbeteren en de veiligheid tegen vallen te waarborgen. Het gebruik van de rollator heeft een positief effect op de terugkeer naar activiteit van mensen met

problemen bij het lopen en het rechtop staan. Hij garandeert betere stabilisatie, ondersteuning en veiligheid tijdens het lopen.

3. Montage

DE ROLLATOR UITKLAPPEN EN INKLAPPEN

- Om de rollator uit te klappen, drukt u op de zijbalk, die zich onder de zitting bevindt, totdat de scharnieren volledig zijn uitgeklapt. Bevestig de handgrepen in de bevestigingsopeningen en stel de juiste hoogte in. Draai daarna de vergrendelknoppen vast. De remkabels moeten aan de voorkant worden geplaatst. Leun de zitting tegen het frame.
- Bevestig de rugleuning in de bevestigingsopeningen aan de voorkant van de rollator totdat de pinnen vergrendeld zijn.
- De mand kan aan het frame worden gehangen of onder de zitting worden bevestigd.
- Verwijder de plastic beschermkap van de wielen.
- Om de rollator in te klappen voor transport, laat u de zitting zakken en trekt u de riem die de dwarsbalk met het frame verbindt omhoog totdat het frame volledig is ingeklapt.

LET OP! Wees voorzichtig bij het inklappen of demonteren van de rollator vanwege het risico op beknelde vingers in de scharnieren.

REMMEN

- Om de rollator tot stilstand te brengen, trekt u de remhendel omhoog en houdt u deze vast.
- Zet de rem met de parkeerfunctie vast door de remhendel naar beneden te duwen wanneer u stilstaat of de zitting gebruikt.
- Om de rem los te maken, trekt u de remhendel omhoog.

HOOGTEVERSTELLING VAN DE HANDGREPEN

- Om de hoogte van de handgrepen aan te passen, draait u de vergrendelknoppen aan de buitenkant van het frame los, stelt u de gewenste hoogte in en draait u de vergrendelknoppen weer vast.

Let op! De handgrepen moeten op dezelfde hoogte worden ingesteld.

AFSTELLING VAN DE REMMEN

- **Afstelling van de bovenste rem:** draai de moer van de kabel los, trek deze uit tot de gewenste lengte en zet hem vast door de borgschroef aan te draaien.

- **Afstelling van de onderste rem:** draai de bevestigingsschroef los met een steeksleutel, trek aan de zwarte remkabel om de spanning van de kabel aan te passen en draai vervolgens de bevestigingsschroef vast.

4. Technische gegevens

Totale breedte	60 cm
Totale diepte	66 cm
Afmetingen zitting	35 x 32 cm
Zithoogte vanaf de grond	53 cm
Hoogteverstelling handgrepen	77-88 cm
Gewicht	8,2 kg
Max. draagvermogen	110 kg
Maximale draagkracht van de mand	5 kg
Kleuren frame	rood, grijs

5. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

6. Onderhoud

Reiniging

- Reinig het frame met een vochtige doek en droog het grondig af.
- Gebruik geen agressieve poetsmiddelen, omdat deze de beschermende coatings kunnen beschadigen.
- Verwijder regelmatig vuil van de bewegende onderdelen van de rollator (scharnieren, klemmschroeven, vergrendelingen).

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie.

De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantietaal die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs. Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biala, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)