

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Anti-decubitus ringkussen

Productcode: SUPPORT TIM

Orthopedisch zitkussen met verkoelende gel

Productcode: COOLING TIM



1. Kenmerken

SUPPORT TIM

Dankzij het afgeronde ontwerp en het gebruik van traagschuim biedt het kussen comfort tijdens het zitten. Het ondersteunt en verlicht de druk op de wervelkolom en het bekken, waardoor het risico op doorligwonden wordt verminderd. Het kussen is voorzien van een hoogwaardige, zachte hoes met ritssluiting.

COOLING TIM

Dankzij het voorgevormde ontwerp en het gebruik van traagschuim biedt het kussen comfort en extra ondersteuning voor de wervelkolom tijdens het zitten. De verkoelende gelvulling helpt warmte effectief af te voeren en de lichaamstemperatuur te reguleren. Het kussen is voorzien van een hoogwaardige, ademende hoes met ritssluiting.

2. Toepassing en aanbevelingen

SUPPORT TIM

Het anti-decubitus ringkussen is een product voor patiënten die risico lopen op doorligwonden. Het wordt gebruikt door mensen die langdurig in zittende houding verblijven en die lijden aan circulatiestoornissen in het cardiovasculaire systeem. Raadpleeg voor gebruik uw arts of fysiotherapeut.

COOLING TIM

Het orthopedische zitkussen met koelgel is een product voor patiënten die lijden aan problemen met het osteo-articulaire systeem en de wervelkolom. Het wordt gebruikt door mensen die langdurig in zittende houding verblijven, met circulatiestoornissen en pijn in het heiligbeen van de wervelkolom. De extra koelgelvulling helpt warmte af te voeren en de temperatuur te reguleren. Vermijd direct contact met de blote huid.

3. Contra-indicaties

Gebruikers met ernstige medische aandoeningen of afwijkingen aan de cervicale wervelkolom dienen voor het eerste gebruik van het kussen een arts of fysiotherapeut te raadplegen.

4. Opmerkingen

Timago International Group is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het product, het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en misbruik.

5. Technische gegevens

Model	SUPPORT TIM	KOELTIJD
Afmetingen	39 x 39 x 8 cm	47 x 37 x 8 cm
Samenstelling onderdelen:	Hoes: 95% polyester Elastaan 5% Vulling: Thermo-elastisch schuim	Buitenkant: 100% polyester Vulling: Thermo-elastisch schuim Koelgel-inzetstuk
Rits	ritssluiting	ademend, ritssluiting
Kleur	grijs	zwart en blauw

6. Onderhoud

- Was de kussensloop met de hand in lauw water, niet centrifugeren, niet chloorbehandelen, niet strijken, niet bleken, niet in de droger, niet chemisch reinigen.
- Laat drogen bij kamertemperatuur, uit de buurt van sterke warmtebronnen.

LET OP! Onderhoudsinformatie is te vinden op het waslabel.

7. Opslag- en transportomstandigheden

Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, water of vocht.

8. Garantie-informatie

Alle producten die door ons bedrijf worden gedistribueerd, vallen onder garantie. De voorwaarden hiervan worden beschreven in de garantiekaart die beschikbaar is op onze website. Neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Houd er rekening mee dat voor garantieclaims het aankoopbewijs (kassabon of factuur) moet worden bewaard.

9. Incidenten met medische hulpmiddelen

Elk ernstig incident met betrekking tot een medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar de gebruiker of patiënt woont.

10. Etiketten

	Referentienummer		Fabrikant
	LOT-nummer		UDI code
	Serienummer		Medisch hulpmiddel
	Opmerking		Lees de gebruiksaanwijzing
	Het product voldoet aan de wettelijke vereisten van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen (MDR 2017/745).		

Ons volledige assortiment producten is verkrijgbaar via onze distributeurs.
Meer informatie op: www.timago.com. Bedankt dat u voor Timago heeft gekozen!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026(I)